



MATERIALES DE REFERENCIA

Los Materiales de Referencia tienen una gran importancia ya que son un componente clave de todo programa de calidad.

La utilización de materiales de referencia en los Laboratorios de Ensayo es imprescindible para corroborar la exactitud de los resultados obtenidos.



Nuestros materiales de referencia se obtienen a partir de muestras naturales, de forma que el laboratorio pueda enfrentarse a los problemas habituales de manipulación real de los objetos sometidos a ensayo.

Material de referencia titulado para análisis cuantitativos

Satisfacen las propiedades de Homogeneidad, Estabilidad e Incertidumbre:

- Homogeneidad: Establecida a partir del análisis de 10 muestras de cada lote escogidas al azar.
- Estabilidad: Duración asegurada de 12 meses.
- Incertidumbre: Eficiencia del 95% y una tasa de falsos positivos interespecífica del 8%.


Se distribuyen en tubos de polipropileno, de 50 ml de capacidad, con fondo cónico y faldón.

Van acompañados de un certificado que incluye, entre otras, el valor de titulación, el material de origen, las condiciones de conservación y preparación, las instrucciones de uso, los valores de homogeneidad y estabilidad, la fecha de caducidad, etc.

Cada muestra sirve para un ensayo cuantitativo de huevos de helmintos.



Preparaciones microscópicas



Listas para su observación directa al microscopio óptico de campo claro.

Todas las preparaciones son de medidas estándar (26x76 mm), con los bordes esmerilados para evitar cortes, y debidamente etiquetadas para su correcta y rápida identificación.

Duración asegurada de 6 meses.

Precios unitarios:

Viales cuantitativos	Precio Unid. (€)		
	1 a 5 Unids.	6 a 10 Unids.	+ de 10 Unids.
Pluriespecífico (70 huevos <i>Ascaris</i> +30 huevos <i>Trichuris</i>)	98,50	84,00	79,20
Monoespecíficos <i>Ascaris</i> (100 huevos <i>Ascaris</i>)	98,50	84,00	79,20
Monoespecíficos <i>Taenia</i> (100 huevos <i>Taenia</i>)	98,50	84,00	79,20
Otras combinaciones <i>Ascaris</i> , <i>Trichuris</i> , <i>Taenia</i>	110,50	92,00	89,50

Preparaciones microscópicas	Precio Unid. (€)
<i>Ascaris</i>	52,50
<i>Trichuris</i>	52,50
<i>Schistosoma intercalatum</i>	52,50
<i>Taenia</i>	52,50
<i>Hymenolepis nana</i>	52,50
<i>Ancylostoma</i>	52,50
<i>Enterobius vermicularis</i>	52,50

(Impuestos y gastos de envío no incluidos)

Pedidos

Puede hacer su pedido por correo electrónico a la dirección info@hydrolab.es o por teléfono al 93 411 09 40