



## Jornada Práctica

### Determinación de Huevos de Helmintos en Aguas según método Bailenger modificado por la OMS

#### Objetivo:

El objetivo de la Jornada reside en que alumno pueda realizar bajo supervisión de nuestro personal docente el análisis completo de Determinación de Huevos de Helmintos en Agua mediante el método Bailenger modificado por la OMS, según establece el RD 1620/2007 de 7 de diciembre de Aguas Regeneradas.

Los alumnos dispondrán del equipamiento necesario para que ellos mismos realicen la técnica completa durante la jornada partiendo de muestras infectadas con huevos de helmintos (bombas de succión, centrifugas, microscopios, cámaras McMaster, reactivos, preparaciones microscópicas, etc.).

#### Programa:

- **Introducción.** El método Bailenger modificado para la extracción y determinación de Huevos de Helmintos en muestras de agua
- **Muestreo.** Volumen inicial de muestra
- **Equipos y reactivos**
- **Concentración por decantación**
- **Concentración por centrifugación**
- **Concentración por técnica difásica**
- **Concentración por flotación con sulfato de zinc**
- **Observación e indentificación** de Huevos de Helmintos
  - *Ascaris*
  - *Ancylostoma*
  - *Trichuris*
  - *Taenia*
  - *Fasciola*
  - *Hymenolepis*
- **Identificación de falsos positivos**
- **Recuento con cámara Mc Master**



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Social Europeo

Fundación Tripartita  
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



**Calendario:** 16 de Junio

**Duración:** 6 horas

**Horario:** De 9:00 a 15:00 horas

**Número de asistentes:** Máximo 20

**Lugar:** Hydrolab Microbiologica  
c/ Blanco, 38 Local  
08028 Barcelona

**Docentes:**

Meritxell Mas, Isabel Martínez (Hydrolab Microbiologica)

**Precios:**

Precio: 250,00 euros

**Estas Formaciones están subvencionadas hasta un 100% por la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EMPLEO-FTFE.**

**Datos de Contacto:**

Hydrolab Microbiologica  
C. Blanco, 38. 08028 Barcelona  
Tel 93 411 09 40  
e-mail: [info@hydrolab.es](mailto:info@hydrolab.es)



## Formulario de Inscripción

### Jornada Práctica. Huevos de Helmintos en Aguas

#### Asistente

Nombre y apellidos: .....

Departamento/Cargo: .....

C/ Avda/ Pº: .....

CP: ..... Población: ..... Provincia: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Correo electrónico: .....

#### Datos de Facturación

Nombre fiscal: .....

CIF/NIF: .....

Dirección fiscal:

C/ Avda/ Pº: .....

CP: ..... Población: ..... Provincia: .....

#### Observaciones

- Reenviar la ficha por correo electrónico ([info@hydrolab.es](mailto:info@hydrolab.es)) una vez rellenado el formulario.
- La inscripción **no** se hará efectiva hasta recibir el comprobante de la transferencia realizada a HYDROLAB MICROBIOLOGICA, SL (Caixa Penedès, nº de cuenta 2081-0411-41-3300002381) con concepto "Helmintos".

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L.O.P.D. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero, propiedad de HYDROLAB MICROBIOLOGICA, S.L. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero a la dirección [admon@hydrolabmicrobiologica.com](mailto:admon@hydrolabmicrobiologica.com).